

グラム陽性球菌用

ニッスイプレート

CA羊血液寒天培地

Nissui Plate CA Sheep Blood Agar



Streptococcus pyogenes



Streptococcus pneumoniae

製品概要

本品は、既存の羊寒天培地に抗菌薬であるコリスチン(C)とアズトレオナム(A)を添加した培地である。グラム陰性菌の発育を抑制し、グラム陽性菌の発育と溶血性を見易くしている。

使用法

臨床検体を白金耳等を用いて画線塗抹する。35±1℃で18～24時間、好気あるいは炭酸ガス培養（5～10%の二酸化炭素環境下）する。

製品コード

51052

包装

10枚

希望納入価格

2,200円

製品コード

50042

包装

100枚

希望納入価格

22,000円

結果・判定方法

*Streptococcus pyogenes*の定型集落：

周囲に透明帯（β溶血環）が存在する、白色又は灰色の円形集落を形成する。

*Streptococcus pneumoniae*の定型集落：

周囲に緑色帯（α溶血環）が存在する、白色又は灰色での円形集落を形成する。

貯法・使用期限

4～10℃に保存（禁凍結）。

2.5ヵ月。

基本組成

培地 1 L中
カゼインペプトン 13.0g
ダイズペプトン 5.0g
塩化ナトリウム 5.0g
発育因子 2.2g
ヒツジ脱繊維血液 50.0mL
コリスチン 適量
アズトレオナム 適量
カンテン 13.0g
pH 7.3±0.1

参照



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6

URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>

E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]

Tel.03(5846)5707

SD1810A