

平成 17 年 10 月 1 日
日水製薬株式会社

新発売のご案内

食物アレルギー物質スクリーニング検査キット

FASTKIT エライザ Ver. (卵,牛乳,小麦,そば,落花生)

弊社では、2002 年 4 月より食品中および原材料中のアレルギー物質を含む食品（特定原材料）を検出するための『FASTKIT エライザシリーズ』を販売させて戴き、多くのお客様に表示内容の確認検査や製造工程管理にご利用いただいております。

この度、従来の『FASTKIT エライザシリーズ』に比べ、加熱変性された食品からの検出率を改善した『**FASTKIT エライザ Ver. シリーズ(卵、牛乳、小麦、そば、落花生)**』の販売を開始いたしました。新たに販売を開始した『FASTKIT エライザ Ver. シリーズ』では、抽出方法と特定原材料の検出に用いる抗体を改良することにより、従来のキットでは偽陰性を示す可能性が高いとされていたレトルト食品、缶詰、および焼き菓子などからの特定原材料の検出が可能となりました。

なお、従来の『FASTKIT エライザシリーズ』についても、販売を継続する予定となっております。

今後とも引き続き弊社『FASTKIT』をご愛顧頂きますようお願い申し上げます。

〔特 徴〕

- 加工食品からのアレルゲン抽出効率が改善されました。
- 食品中のアレルゲンを高い感度で測定することが可能です。
- 数種の抗体を組み合わせているため、一度の検査で複数の抗原蛋白の検出が出来ます。

〔発売日〕平成 17 年 10 月 1 日

品 名	統一商品コード	製品コード	包 装	希望納入価格	貯法・期限
FASTKIT エライザ [®] Ver. 卵	302086153	08615	96 回用	78,000 円	冷所 (2~8) 6ヶ月
FASTKIT エライザ [®] Ver. 牛乳	302086160	08616			
FASTKIT エライザ [®] Ver. 小麦	302086177	08617			
FASTKIT エライザ [®] Ver. そば	302086184	08618			
FASTKIT エライザ [®] Ver. 落花生	302086191	08619			

本件に関する問い合わせ先

日水製薬株式会社 マーケティング戦略部カスタマーサポート担当 03(5846)5707