

## 新発売のご案内

# クロストリジウム ディフィシル毒素 (Toxin A 及び Toxin B) の簡易迅速検出キット TOX A/B QUIK CHEK 「ニッスイ」

平成 19 年 5 月 24 日

日水製薬株式会社

弊社では、これまで MRSA (メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) や VRE (バンコマイシン耐性腸球菌)、クロストリジウム ディフィシル選択分離用 CCMA 培地などの院内感染起因菌用培地の販売に積極的に取り組み、多くのお客様にご利用いただいております。

この度、米国テックラボ社が開発したクロストリジウム ディフィシルが産生する毒素 (Toxin A 及び Toxin B) を免疫学的に測定する簡易迅速検出キット (体外診断用医薬品) を、弊社より「TOX A/B QUIK CHEK」の商品名で、平成 19 年 6 月 1 日より販売することといたしました。

欧米では、クロストリジウム ディフィシルが産生する毒素による院内感染の拡大が問題になっております。一方、日本では厚生労働省が 4 月 2 日付けで都道府県、政令指定都市及び特別区の院内感染対策主管課に対し、クロストリジウム ディフィシルに関する院内感染対策の徹底についての事務連絡を発信、医療機関に対する院内感染防止の指導を徹底するよう求めています。

本キット「TOX A/B QUIK CHEK」や関連培地等の販売を通して、医療機関の院内感染対策を支援してまいりますので、ご愛用の程、何卒よろしくご厚意申し上げます。

### 【特 徴】

- クロストリジウム ディフィシルが産生する Toxin A に加え、今までできなかった Toxin B も検出することができます。
- 糞便検体の前処理 (遠心または濾過) が不要、本品と試験管があれば毒素検査が実施できます。
- 測定開始から約 30 分で毒素の検出結果報告が可能です。



【発 売 日】平成 19 年 6 月 1 日

製 品 名	統一商品コード	製品コード	包 装	希望納入価
TOX A/B QUIK CHEK 「ニッスイ」	302078509	07850	25 回分	24,500 円

【貯 法】 冷所 (2~8 ) 保存、凍結厳禁

【使用期限】 製造後 10 ヶ月

【承認番号】 21900AMX00923000

本件に関する問い合わせ先

日水製薬株式会社 マーケティング部 カスタマーサポート担当 TEL : 03 ( 5846 ) 5707