

日本薬局方準拠培地

トリプトソーヤブイオン (SCDブイオン)「ニッスイ」

線滅菌済

平成 20 年 12 月 3 日  
日水製薬株式会社

日ごろは弊社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。  
この度、第十五改正 日本薬局方に準拠した培地『トリプトソーヤブイオン (SCDブイオン) 「ニッスイ」 線滅菌済』を平成 20 年 12 月 3 日より製造販売することと致しましたので、ご愛用の程何卒よろしくお願い申し上げます。

〔 特 徴 〕

- 1) 第十五改正 日本薬局方「無菌試験法」  
「培地充てん試験法」に対応した培地です。
- 2) 日本薬局方に準拠した培地組成及び性能試験を実施しております。
- 3) 線滅菌済み、濾過滅菌可能な粉末タイプです。



〔 発 売 日 〕 平成 20 年 12 月 3 日

品 名	統一商品コード*	製品コード*	包装	希望納入価格
トリプトソーヤブイオン (SCDブイオン)「ニッスイ」 線滅菌済	302055180	05518	300g	5,700 円

〔 貯法・使用期限 〕

室温 (1 ~ 30 ) 保存。  
製造後 1 年間

本件に関する問い合わせ先

日水製薬株式会社 マーケティング部 カスタマーサポート担当 TEL : 03(5846)5707