

「えび」「かに」が特定原材料として表示義務化されました

平成 20 年 6 月 5 日
日水製薬株式会社

弊社では、2007 年 4 月より食品中の甲殻類（えび類・かに類）に由来するタンパク質を測定する試薬として、『FAテスト EIA-甲殻類「ニッスイ」』を製造販売し、多くのお客様にご利用いただいております。

この度、食品衛生法施行規則の一部改正^{*1}により、「えび」「かに」が特定原材料として表示義務化されたことのお知らせするとともに、今後とも、食品中に含まれるアレルギー物質の検査試薬や培地等を通して「食の安全と安心」にご協力させていただく所存ですので、ご愛用の程何卒よろしくお願い申し上げます。

*1：厚生労働省省令第百十二号（平成 20 年 6 月 3 日公布）

『FAテスト EIA-甲殻類「ニッスイ」の商品概要』

〔特 徴〕

- 1) 食品中の甲殻類（えび類、かに類）由来タンパク質を高感度に測定できます。
- 2) マウスモノクローナル抗体を用いているので特異性に優れています。
- 3) 酵素免疫測定法のため、低濃度から高濃度まで正確に測定できます。
- 4) 厚生労働省医薬局食品保健部長通知「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」（平成 18 年 6 月 22 日食安発第 0622003 号）における「アレルギー物質を含む食品の検査方法を評価するガイドライン」にしたがって試験室間バリデーションを実施し、検査キットの基準を満たしていることを確認しております。

〔関連文献〕

- 1) 柴原裕亮, 岡道弘, 他: サンドイッチ ELISA 法による食品中の甲殻類アレルギーの検出, 日本食品科学工学会誌, 54(6), 280~286, 2007
- 2) 柴原裕亮: 食品中の甲殻類アレルギーの検出, 食品と技術, 436, 10~18, 2007
- 3) Sakai S. *et al.*: Interlaboratory Evaluation of Two Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Kits for the Determination of Crustacean Protein in Processed Foods. J. AOAC Int. 91(1), 123~129, 2008

〔試薬一覧〕

品 名	統一商品コード [*]	製品コード [*]	包装	希望納入価格	貯法・期限
FAテスト EIA-甲殻類「ニッスイ」	302086214	08621	96 回用	68,000 円	冷所 (2~8℃) 10 カ月間
FAテスト 抽出用試薬「ニッスイ」	302086221	08622	A, B, C 各 1 本	10,000 円	冷所 (2~8℃) 6 カ月間

〈 本件に関する問い合わせ先 〉

日水製薬株式会社 マーケティング部 カスタマーサポート担当 TEL : 03 (5846) 5707

製品についての詳細な情報は <http://www.cosmokai.com/recommend/index.html> をご覧下さい。