

食品検査用

ホモジナイザ

Pro.media SH-IIM

滅菌ホモジナイズバック

フィルタ付

滅菌ホモジナイズバック

フィルタ無

ホモジナイザ
製品コード **01530**

包装 1台
希望納入価格 298,000円

滅菌ホモジナイズバック・フィルタ付
製品コード **01540**

包装 20枚×25袋
希望納入価格 14,000円
190mm×300mm×72 μ

滅菌ホモジナイズバック・フィルタ無
製品コード **01541**

包装 20枚×50袋
希望納入価格 14,000円
180mm×300mm×80 μ

使用目的および方法

固形食材等の均質化に使用する。検体10gに希釈水90mLあるいは検体25gに希釈水225mLを滅菌ホモジナイズバックに入れ装着すれば、従来品の半分の時間で均質化する。

フィルタにより食品残さを除去できるので、ピペットでの吸引操作が簡単である。帯状のスリットが入っているのでピペットでの操作も容易である。

貯法・使用期限

規 格



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A