

コンパクトドライ関連製品  
検体希釈用

検体希釈用

## 滅菌希釈液 90mL

Sterilized Diluting Solution 90mL

製品コード **01551**

包装 **20本 x 2箱**

希望納入価格 **5,500円**

### 製品概要・貯法・使用期限

10gの試料原料を10倍希釈するために用いる。  
室温保存。1年間。

### 組成

1 L中 (pH6.8)  
塩化ナトリウム …………… 9.0g  
リン酸水素二ナトリウム ……………0.0785g  
リン酸二水素カリウム ……………0.0127g

検体段階希釈液作製用

## 滅菌希釈液 II 9mL x 4

Sterilized Diluting Solution II 9mLx4

製品コード **01553**

包装 **(4連 x 8) x4**

希望納入価格 **6,270円**

### 製品概要・貯法・使用期限

検体の段階希釈液作製用に滅菌PBSが9mL、無菌的に充填されている。オープナーで上部アルミ包材に穴をあけ、検体1mLを加え、同様に1mLずつ希釈していくことで10倍段階希釈液ができる。  
室温保存。1年間。

### 組成

1 L中 (pH6.8)  
塩化ナトリウム …………… 9.0g  
リン酸水素二ナトリウム ……………0.0785g  
リン酸二水素カリウム ……………0.0127g

滅菌希釈液開封用

## 滅菌希釈液オープナー

Opener with Sterilized Diluting Solution

製品コード **06737**

包装 **1本**

希望納入価格 **2,300円**

### 製品概要・貯法・使用期限

滅菌希釈液 II 9mL x 4 の開封用に使用する。

検体採取・接種用

## 滅菌スポイト 1mL「ニッスイ」

Sterilized Spoid

製品コード **06472**

包装 **(10本x2) x50包**

希望納入価格 **14,700円**

### 製品概要・貯法・使用期限

食品検査において試料液の採取、希釈、接種等に使用する。  
1mL試料用スポイトが10本ずつ包装され、EOG滅菌されている。



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6

URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>

E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]

Tel.03(5846)5707

SD1810A