

## 同定・薬剤感受性試験用プレート

細菌の同定・薬剤感受性検査用

# ライサス「ニッスイ」コンビプレート

体外診断用医薬品 承認番号 第21300AMZ00429000号

### 使用目的および方法

本品は同定と薬剤感受性検査を同時に行えるプレートで同定用として生化学テスト32項目からなるウェルと薬剤感受性検査用として最小発育阻止濃度(MIC)測定用64項目からなるウェルで構成される。ライサス装置に本品および菌液等を装着することにより同定やMIC値の結果が3時間から報告可能となる。

ブドウ球菌・腸球菌用:RSCP3

製品コード **04119**

包装 20枚

希望納入価格 30,000円

ストレプトコッカス属用:RSCP2

製品コード **04135**

包装 20枚

希望納入価格 30,000円

### 貯法・使用期限

冷所(2~10℃)に保存。  
1年間。

### 規 格