

## 薬剤感受性試験用プレート

細菌の薬剤感受性検査用

# ライサス「ニッスイ」MICプレート

体外診断用医薬品 承認番号 第21300AMZ00429000号

### 使用目的および方法

本品は、CLSI法に準拠して最小発育阻止濃度（MIC）を測定するプレートで、96ウェルに薬剤が乾燥してある。

ライサス装置に本品および菌液等を装着することにより、18時間または24時間後にMIC値が得られる。

グラム陰性桿菌用：RSMN1

製品コード **04122**

包装 20枚

希望納入価格 30,000円

グラム陽性球菌用：RSMP1

製品コード **04123**

包装 20枚

希望納入価格 30,000円

ストレプトコッカス属用：RSMP2

製品コード **04136**

包装 20枚

希望納入価格 30,000円

### 貯法・使用期限

冷所（2～10℃）に保存。  
2年間。

### 規 格