

薬剤感受性試験用プレート

ヘモフィルス属の薬剤感受性検査用

ライサス「ニッスイ」MICプレート

体外診断用医薬品 承認番号 第21300AMZ00429000号

使用目的および方法

本品は、CLSI法に準拠して最小発育阻止濃度（MIC）を測定するプレートで、96ウェルに薬剤が乾燥してある。

ライサス装置に本品および菌液等を装着することにより、18時間または24時間後にMIC値が得られる。

ヘモフィルス属用：RSMH1

製品コード **04126**

包装 20枚

希望納入価格 30,000円

ヘモフィルス属用：RSMH2

製品コード **04137**

包装 20枚

希望納入価格 30,000円

貯法・使用期限

冷所(2~10℃)に保存。
2年間。

規 格