

ライセンス用関連製品

ニッスイチューブMHB

ミュラーヒントンブロス

使用法

ライセンスプレート使用時の薬剤感受性試験用培地としてキャップを開けたまま装置に装着して使用する。

貯法・使用期限

室温保存。1年間。
pH7.3±0.1

製品コード **04190**

包装 12mL×50本
希望納入価格 8,750円

ニッスイチューブHTM

使用法

ヘモフィルスなどの薬剤感受性試験に使用する。MHBにβ-NAD、ヘマチン、酵母エキスが添加されている。

貯法・使用期限

冷所(2~10℃)に保存。
6か月間。
pH7.3±0.1

製品コード **04193**

包装 12mL×50本
希望納入価格 10,000円

サプリメントRS「ニッスイ」

使用法

本品はストレプトコッカス属の感受性試験用サプリメントである。本品1本に滅菌精製水1mLを加えて溶解し、その0.2mLをニッスイチューブMHBに加えて使用する。

貯法・使用期限

冷所(2~10℃)に保存。
6か月間。

製品コード **04194**

包装 1mL用×5本
希望納入価格 4,000円

ニッスイチューブ滅菌水

使用法

接種菌液用として菌液を調製後、キャップを開けたまま装置に装着して使用する。

貯法・使用期限

室温保存。1年間。

製品コード **04191**

包装 5mL×50本
希望納入価格 8,750円

ライセンス用チップ

使用法

希釈と分注を行う滅菌済チップ。装置に装着して使用する。

貯法・使用期限

室温保存。

製品コード **04192**

包装 10本×20包
希望納入価格 6,000円

ライセンスチップ廃棄用袋

使用法

菌液により汚染されたライセンス用チップを回収する袋で、ライセンス装置のチップ廃棄ユニットに装着して使用する。

貯法・使用期限

室温。使用期限なし。

製品コード **04195**

包装 200枚(20枚×10)
希望納入価格 20,000円