

ライサス用関連製品		
<p><b>ニッスイチューブMHB</b></p> <p>ミューゼントプロス</p> <p><b>使用法</b></p> <p>ライサスプレート使用時の薬剤感受性試験用培地としてキャップを開けたまま装置に装着して使用する。</p>	<p><b>貯法・使用期限</b></p> <p>室温に保存。1年間 pH7.3±0.1</p>	<p>製品コード <b>04190</b></p> <p>包装 <b>12mLx50本</b> 希望納入価格 <b>8,750円</b></p>
<p><b>ニッスイチューブHTM</b></p> <p><b>使用法</b></p> <p>ヘモフィルス属の薬剤感受性試験に使用する。MHBにβ-NAD、ヘマチン、酵母エキスが添加されている。ライサスプレート使用時にキャップを開けたまま装置に装着して使用する。</p>	<p><b>貯法・使用期限</b></p> <p>冷所（2～10℃）に保存。6ヶ月間 pH7.3±0.1</p>	<p>製品コード <b>04196</b></p> <p>包装 <b>12mLx25本</b> 希望納入価格 <b>5,250円</b></p>
<p><b>ニッスイチューブRPMI1640</b></p> <p><b>使用法</b></p> <p>酵母様真菌の薬剤感受性試験に使用する。CLSI M27ドキュメントに準じた処方になっている。ライサスプレート使用時にキャップを開けたまま装置に装着して使用する。</p>	<p><b>貯法・使用期限</b></p> <p>冷所（2～10℃）に保存。6ヶ月間 pH7.0±0.1</p>	<p>製品コード <b>04596</b></p> <p>包装 <b>12mLx5本</b> 希望納入価格 <b>1,300円</b></p>
<p><b>ニッスイチューブブルセラバイオン</b></p> <p><b>使用法</b></p> <p>嫌気性菌の薬剤感受性試験に使用する。CLSI M11ドキュメントに準じた処方になっている。サプリメントRSを所定量添加し、ライサスプレート使用時にキャップを開けたまま装置に装着して使用する。</p>	<p><b>貯法・使用期限</b></p> <p>冷所（2～10℃）に保存。6ヶ月間 pH7.0±0.2</p>	<p>製品コード <b>04598</b></p> <p>包装 <b>12mLx5本</b> 希望納入価格 <b>1,520円</b></p>
<p><b>サプリメントRS</b></p> <p><b>使用法</b></p> <p>ストレプトコッカス属、コリネバクテリウム属、嫌気性菌の感受性試験用サプリメントである。本品1本に滅菌精製水1mlを加えて溶解し、その0.2mlをニッスイチューブMHB（嫌気性菌の場合はニッスイチューブブルセラバイオン）に加えて使用する。</p>	<p><b>貯法・使用期限</b></p> <p>冷所（2～10℃）に保存。6ヶ月間</p>	<p>製品コード <b>04194</b></p> <p>包装 <b>1mL用x5本</b> 希望納入価格 <b>4,000円</b></p>
<p><b>ニッスイチューブ滅菌水</b></p> <p><b>使用法</b></p> <p>接種菌液用として菌液を調整後、ライサスプレート使用時にキャップを開けたまま装置に装着して使用する。</p>	<p><b>貯法・使用期限</b></p> <p>室温に保存。1年間</p>	<p>製品コード <b>04191</b></p> <p>包装 <b>5mLx50本</b> 希望納入価格 <b>8,750円</b></p>
<p><b>ライサス用チップ</b></p> <p><b>使用法</b></p> <p>希釈と分注を行う滅菌済チップ。装置に到着して使用する。</p>	<p><b>貯法・使用期限</b></p> <p>室温に保存。</p>	<p>製品コード <b>04192</b></p> <p>包装 <b>10本x20包</b> 希望納入価格 <b>6,000円</b></p>
<p><b>ライサスチップ廃棄用袋</b></p> <p><b>使用法（ライサス、ライサスエニー用）</b></p> <p>菌液により汚染されたライサス用チップを回収する袋で、装置のチップ廃棄ユニットに装着して使用する。</p>	<p><b>貯法・使用期限</b></p> <p>室温に保存。</p>	<p>製品コード <b>04195</b></p> <p>包装 <b>200枚（20枚x10）</b> 希望納入価格 <b>20,000円</b></p>
<p><b>ライサスS4チップ廃棄用袋</b></p> <p><b>使用法（ライサスS4用）</b></p> <p>菌液により汚染されたライサス用チップを回収する袋で、装置のチップ廃棄ユニットに装着して使用する。</p>	<p><b>貯法・使用期限</b></p> <p>室温に保存。</p>	<p>製品コード <b>04199</b></p> <p>包装 <b>200枚</b> 希望納入価格 <b>20,000円</b></p>



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6

URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>

E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]

Tel.03(5846)5707

SD2006A