

腸内細菌増菌用

サルモネラの選択増菌用

セレナイト・シスチン基礎培地「ニッスイ」

Selenite Cystine Broth Base "Nissui"

製品コード **05009**

包装 100g

希望納入価格 3,600円

使用法

使用に際して、本培地1L当たり亜セレン酸ナトリウムを4.0g加える。
必要以上の加熱および高圧蒸気滅菌をしてはいけない。
本培地は臨床材料だけでなく、食品や水などの中の*Salmonella*の増菌培養に適する。

注意

- ①混和溶解すればそのまま使用する。
- ②溶けないときは加温して使用する。
- ③加温して赤くにごるようだと加温時間が長い。
- ④*Styphi*のようにシスチン要求株やタマゴによる選択性の劣化を防止するためにL-シスチンが添加されている。
- ⑤*Proteus*、*Citrobacter*でも発育するので、43℃で培養すると抑制される。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

組成

19.0 g (1L分)中
ペプトン.....5.0g
乳糖.....4.0g
リン酸ナトリウム.....10.0g
L-シスチン.....0.01g
pH7.0±0.1

備考

食品衛生検査指針(2004)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A