

サルモネラ増菌前培養用

緩衝ペプトン水「ニッスイ」

Buffered Peptone Water(BPW) "Nissui"

製品コード **05131**

包装 300g
希望納入価格 5,100円

使用法

本品20.0gを精製水1000mLに加温溶解し、必要量を適当な容器に分注したのち、121℃で15分間高圧蒸気滅菌する。培地の1/10量の検体を加え、37℃で20～24時間培養後、その適量を選択増菌用培地に接種する。液卵のサルモネラ属菌試験においては、本培地1000mLあたりL-システイン0.2gまたはFeSO₄・7H₂O64mgを添加して使用する。本培地は、食品材料および動物飼料などのサルモネラ属菌の増菌前培養に適する。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

組成

20.0 g (1L分)中
ペプトン..... 10.0g
塩化ナトリウム..... 5.0g
リン酸一水素ナトリウム..... 3.5g
リン酸二水素カリウム..... 1.5g
pH7.2±0.2

備考

食品衛生検査指針(2004)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A