

サルモネラ選択増菌用

## テトラチオネート培地「ニッスイ」

Tetrathionate Broth (TT) "Nissui"

製品コード 05132

包装 300g

希望納入価格 7,300円

### 使用法

本品46.0gを精製水1000mLに加え十分混和後沸騰するまで加熱し、45℃以下に冷却したのちヨウ素・ヨウ化カリウム液20mL(ヨウ素6g、ヨウ化カリウム5g、精製水20mL)を加える。

よく振り混ぜながら、必要量を滅菌した適当な容器になるべく無菌的に分注する。

ヨウ素・ヨウ化カリウム液を加えてから加熱してはならない。

調製した培地はその日のうちに使用する。

42℃で20～24時間培養する。

本培地は、食品などのサルモネラ属菌の増菌に使用する。

### 貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。  
3年間。

### 組成

46.0 g (1L分)中  
ガゼインペプトン ..... 2.5g  
肉ペプトン ..... 2.5g  
胆汁酸塩 ..... 1.0g  
炭酸カルシウム ..... 10.0g  
チオ硫酸ナトリウム ..... 30.0g  
pH8.4±0.2



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A