

腸炎ビブリオ・コレラ菌用

腸炎ビブリオ増菌用

食塩ポリミキシンブイヨン「ニッスイ」

Salt Polymyxin Broth "Nissui"

製品コード **05215**

包装 100g
希望納入価格 3,300円

使用法

加温溶解した培地を適当な容器に必要な量ずつ分注、121℃で15分間高圧蒸気滅菌後使用する。
本培地は食品、特に魚介類からの腸炎ビブリオの増菌培養および菌数計算(MPN値)に適する。

注意

- ①本培地での培養は、通常37℃で18～24時間であるが、24時間以上の培養は他の菌が発育してくる恐れがあるので避ける。また、急ぐ場合は8時間培養でもよい。
- ②通常は透明な淡褐黄色を呈するが、吸湿が進むと濃褐色に変色する。このような場合は本来の性能を発揮しないので使用を避ける。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

組成

33.0 g (1L分)中
ペプトン..... 10.0g
酵母エキス..... 3.0g
塩化ナトリウム..... 20.0g
ポリミキシンB..... 25万単位
pH7.4±0.1

備考

微生物検査必携(1987)
食品衛生検査指針(2004)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A