

非発酵性グラム陰性桿菌用

## NAC寒天培地「ニッスイ」

NAC Agar "Nissui"

製品コード 05219

包装 100 g  
希望納入価格 4,600 円

### 使用法

本培地は加温溶解して使用する。高圧蒸気滅菌してはいけない。  
緑膿菌の分離培地として開発されたもので、緑膿菌の蛍光色素(ピオシアニン、フルオレセイン)産生能を強化することで鑑別を容易にしている。  
本培地上で緑膿菌は黄緑がかった蛍光物質を産生する集落を形成する。グラム陽性菌および緑膿菌以外のグラム陰性菌は大部分が抑制される。

### 貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。  
3年間。

### 組成

35.7g(1L分)中  
ペプトン.....20.0g  
リン酸一水素カリウム.....0.3g  
硫酸マグネシウム.....0.2g  
セトリミド.....0.2g  
ナリジクス酸.....0.015g  
カンテン.....15.0g  
pH7.5±0.1



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A