

嫌気性菌用

一般的培養・感受性試験用

GAM寒天培地「ニッスイ」

GAM Agar "Nissui"

製品コード **05420**

包装 300g

希望納入価格 7,800円

使用法

115℃、15分間高圧蒸気滅菌後シャーレに分注する。

調製した培地はその日のうちに使用するか、嫌気状態で保存する。

本培地は、岐阜大学医学部で研究、開発された処方に基づいた嫌気性菌用培地で、臨床材料からの嫌気性菌の分離、嫌気性菌の一般的培養およびサルファ剤以外の薬剤感受性試験などに使用される。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

備考

微生物検査必携(1987)

組成

74.0g(1L分)中

ペプトン	10.0g
ダイズペプトン	3.0g
プロテオーゼペプトン	10.0g
消化血清末	13.5g
酵母エキス	5.0g
肉エキス	2.2g
肝臓エキス	1.2g
ブドウ糖	3.0g
リン酸二水素カリウム	2.5g
塩化ナトリウム	3.0g
溶性デンプン	5.0g
L-システイン塩酸塩	0.3g
チオグリコール酸ナトリウム	0.3g
カンテン	15.0g

pH7.1 ± 0.1