

嫌気性菌用

一般的培養・感受性試験用

GAMブイヨン「ニッスイ」

GAM Broth "Nissui"

製品コード **05422**

包装 300g

希望納入価格 9,400円

使用法

加温溶解後、適当な容器に分注。115℃、15分間高圧蒸気滅菌後急冷(培地の振とう厳禁)する。

本培地は、GAM寒天培地からカンテンのみを除いた嫌気性菌用液体培地である。

嫌気性菌以外の栄養要求のきびしい通性嫌気性菌も良好に発育し、血液培養にもすぐれている。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

組成

59.0g(1L分)中

ペプトン	10.0g
ダイズペプトン	3.0g
プロテオーゼペプトン	10.0g
消化血清末	13.5g
酵母エキス	5.0g
肉エキス	2.2g
肝臓エキス	1.2g
ブドウ糖	3.0g
リン酸二水素カリウム	2.5g
塩化ナトリウム	3.0g
溶性デンプン	5.0g
L-システイン塩酸塩	0.3g
チオグリコール酸ナトリウム	0.3g
pH7.1 ± 0.1	