

嫌気性菌用

嫌気性菌分離・ビフィドバクテリウム鑑別用

BL寒天培地「ニッスイ」

BL Agar "Nissui"

製品コード **05430**

包装 300g

希望納入価格 12,000円

使用法

115℃、20分間高圧蒸気滅菌後、約50℃に冷却した培地にウマ脱線維血液を5%の割合で加え、シャーレに分注する。

本培地は、嫌気性菌とくに乳酸菌の分離、鑑別用培地で、コロニー性状に特徴がでるため菌群レベルの鑑別が容易である。

*Bifidobacterium*の集落は一般にスムーズで茶〜かっ色を呈する(詳細は光岡知足著「腸内菌の世界」参照)。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

組成

58.0g(1L分)中

| | |
|---------------|--------|
| 肉エキス | 2.4g |
| プロテオーゼペプトン | 10.0g |
| ペプトン | 5.0g |
| ダイズペプトン | 3.0g |
| 酵母エキス | 5.0g |
| ブタ肝臓エキス | 3.2g |
| ブドウ糖 | 10.0g |
| 溶性デンプン | 0.5g |
| リン酸二水素カリウム | 1.0g |
| リン酸一水素カリウム | 1.0g |
| 硫酸マグネシウム(七水塩) | 0.2g |
| 硫酸第一鉄(七水塩) | 0.01g |
| 塩化ナトリウム | 0.01g |
| 硫酸マンガン | 0.007g |
| 消泡剤(シリコン) | 0.2g |
| ポリソルベート80 | 1.0g |
| L-システイン塩酸塩 | 0.5g |
| カンテン | 15.0g |

pH7.2±0.1

備考

食品衛生検査指針(2004)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6

URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>

E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]

Tel.03(5846)5707

SD1810A