

# 嫌気性菌用

一般的培養・感受性試験用

## 変法GAMブイヨン「ニッスイ」

GAM Broth, Modified "Nissui"

### 使用法

加温溶解後、適当な容器に分注。115℃、15分間高圧蒸気滅菌後急冷(培地の振とう厳禁)する。

本培地は、変法GAM寒天培地からカンテンのみを除いた嫌気性菌用液体培地で、嫌気性菌の微量液体培地希釈法による薬剤感受性測定用培地としても好適である。

### 貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。  
3年間。

### 組成

41.7g(1L分)中	
ペプトン	5.0g
ダイズペプトン	3.0g
プロテオーゼペプトン	5.0g
消化血清末	10.0g
酵母エキス	2.5g
肉エキス	2.2g
肝臓エキス	1.2g
ブドウ糖	0.5g
溶性デンプン	5.0g
L-トリプトファン	0.2g
L-システイン塩酸塩	0.3g
チオグリコール酸ナトリウム	0.3g
L-アルギニン	1.0g
ビタミンK1	5mg
ヘミン	10mg
リン酸二水素カリウム	2.5g
塩化ナトリウム	3.0g
	pH7.3 ± 0.1

製品コード **05433**

包装 100g

希望納入価格 4,400円