

# 嫌気性菌用

嫌気性菌選択分離用

## GM加GAM寒天培地「ニッスイ」

GAM Agar with GM "Nissui"

製品コード **05450**

包装 300g

希望納入価格 10,800円

### 使用法

115℃、15分間高圧蒸気滅菌後シャーレに分注する。

調製した培地はその日のうちに使用するか、嫌気状態で保存する。

本培地は、GAM寒天培地を改良した嫌気性菌の選択分離培地で、嫌気性菌がゲンタマイシンに耐性であるのに対して、ほとんどの通性嫌気性菌が感受性であることを利用している。

### 貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。

3年間。

### 組成

74.0g(1L分)中

ペプトン	10.0g
ダイズペプトン	3.0g
プロテオーゼペプトン	10.0g
消化血清末	13.5g
酵母エキス	5.0g
肉エキス	2.2g
肝臓エキス	1.2g
ブドウ糖	3.0g
リン酸二水素カリウム	2.5g
塩化ナトリウム	3.0g
溶性デンプン	5.0g
L-システイン塩酸塩	0.3g
チオグリコール酸ナトリウム	0.3g
ゲンタマイシン	25mg
カンテン	15.0g

pH7.1 ± 0.1