

一般細菌用

## ハートインフュージョン寒天培地(顆粒)「ニッスイ」

Heart Infusion Agar "Nissui"

製品コード 05503

包装 300g  
希望納入価格 9,300円

### 使用法

121℃、15分間高圧蒸気滅菌後、平板または斜面として使用する。  
本培地は、各種細菌の発育支持能がすぐれているので、栄養要求のきびしい細菌群の培養、保存ならびに各種試験用として好適である。  
大腸菌、*Salmonella*、赤痢菌など変異を起こしやすい菌群も本培地では比較的安定なので、抗原性、菌力などの測定にも適している。

### 貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。  
3年間。

### 組成

40.0g(1L分)中  
ハートエキス末..... 10.0g  
ペプトン..... 10.0g  
塩化ナトリウム..... 5.0g  
カンテン..... 15.0g  
pH7.4±0.1

### 備考

領域切り取り(R)  
食品衛生検査指針(2004)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A