

## 一般細菌用

# ハートインフュージョンブイヨン「ニッスイ」

Heart Infusion Broth "Nissui"

製品コード **05505**

包装 100g  
希望納入価格 2,900円

### 使用法

加温溶解し、用途に応じて適当な容器に分注。121℃、15分間高圧蒸気滅菌して使用する。

本培地は、各種細菌の発育支持能がすぐれているので、栄養要求のきびしい細菌群の培養に好適である。さらに、各種細菌の生物学的性状を変えないので、精密な生物学的試験にも適している。また、ブドウ糖などの炭水化物を含有していないので、その用途は広い。

### 貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。  
3年間。

### 組成

25.0g(1L分)中  
ハートエキス末.....10.0g  
ペプトン.....10.0g  
塩化ナトリウム.....5.0g  
pH7.2±0.1

### 備考

食品衛生検査指針(2004)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A