

一般細菌用

ブレインハートインフュージョンブイヨン「ニッスイ」

Brain Heart Infusion Broth "Nissui"

製品コード **05509**

包装 100g
希望納入価格 3,700円

使用法

加温溶解し、用途に応じて適当な容器に分注。121℃、15分間高圧蒸気滅菌して使用する。

本培地は、各種細菌の発育支持能がすぐれているので、栄養要求のきびしい細菌群の培養に好適で、血液培養用培地としても広く使用されている。さらに、各種細菌の生物学的性状を変えないので、精密な生物学的試験にも適している。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

備考

微生物検査必携(1987)
衛生試験法注解(1990)

組成

35.0g(1L分)中
豚脳エキス末.....4.0g
豚ハートエキス末.....4.0g
ペプトン.....17.5g
ブドウ糖.....2.0g
塩化ナトリウム.....5.0g
リン酸水素2ナトリウム.....2.5g
pH7.2±0.1



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A