

一般細菌用

## 普通寒天培地(顆粒)「ニッスイ」

Nutrient Agar "Nissui"

製品コード **05514**

包装 300g

希望納入価格 5,600円

### 使用法

121℃、15分間高圧蒸気滅菌して、平板または斜面として使用する。  
本培地は、一般的な培養を目的とした培地で、水や食品の細菌検査、菌株の保存等に広く使用できるものである。

### 貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。  
3年間。

### 組成

35.0g(1L分)中  
肉エキス.....5.0g  
ペプトン.....10.0g  
塩化ナトリウム.....5.0g  
カンテン.....15.0g  
pH7.0±0.1

### 備考

微生物検査必携(1987)  
衛生試験法注解(1990)  
食品衛生検査指針(2004)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A