

無菌試験用

真菌(カビ・酵母)用

ブドウ糖ペプトン培地「ニッスイ」

Dextrose Peptone Broth "Nissui"

製品コード **05602**

包装 300g

希望納入価格 6,000円

使用法

加温溶解し、用途に応じて適当な容器に分注。121℃、20分間高压蒸気滅菌して使用する。培養は20～25℃で少なくとも10日間を行う。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

組成

28.5g(1L分)中
ブドウ糖……………20.0g
酵母エキス……………2.0g
硫酸マグネシウム……………0.5g
ペプトン……………5.0g
リン酸二水素カリウム……………1.0g
pH5.7±0.1

備考

日本抗生物質医薬品基準(1990)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A