

ECブルー測定用

ECブルー100「ニッスイ」 比色液

ECブルー10「ニッスイ」 比色液

使用法

[ECブルー100用比色液]

ボトル入り滅菌顆粒培地・ECブルー100用(定性試験用)比色液である。この比色液を使用することで判定を正確に行うことができる。

[ECブルー10用比色液]

ボトル入り滅菌顆粒培地・ECブルー10用(定量試験用)比色液である。この比色液を使用することで判定を正確に行うことができる。

ECブルー100比色液

製品コード **05617**

包装 100mL×1本
希望納入価格 3,500円

ECブルー10比色液

製品コード **06516**

包装 10mL×1本
希望納入価格 1,600円

貯法・使用期限

遮光して冷所(4~10℃)に
保存。
1年間。

比色液組成

インジゴカルミン.....2mg
O-ニトロフェノール.....4.8mg
4-メチルウンベリフェロンナトリウム塩...1mg
リン酸二水素カリウム.....1g
リン酸水素二カリウム.....4g
精製水.....1000mL



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A