

一般細菌用

トリプトソーヤビオン(顆粒)「ニッスイ」

<SCDビオン>

Trypto-Soya Broth (SCD Broth) "Nissui"

製品コード **05630**

包装 300g
希望納入価格 5,700円

使用法

加温溶解し、用途に応じて適当な容器に分注。121℃、15分間高圧蒸気滅菌して使用する。

本培地は、処方されているダイズペプトンがもつ細菌の発育に対するすぐれたビタミン効果や発育阻害物質の中和作用などにより、各種細菌をきわめてよく発育させる。その用途は、一般的な培養のほか、腸内細菌のH抗原用等、きわめて広い。

本培地では菌の増殖は短時間で最高に達するが、死滅が早いので、菌株の保存に使用することはできない。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

組成

30.0g(1L分)中
カゼイン製ペプトン.....17.0g
ダイズ製ペプトン.....3.0g
塩化ナトリウム.....5.0g
ブドウ糖.....2.5g
リン酸一水素カリウム.....2.5g
pH7.3±0.2

備考

微生物検査必携(1987)
食品衛生検査指針(2004)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A