

大腸菌群用

乳糖バイオン培地(顆粒)「ニッスイ」

LB培地

Lactose Broth "Nissui"

使用法

加温溶解し、発酵管またはダーラム管を入れた中試験管に10mLずつ分注。121℃、15分間高圧蒸気滅菌後、急冷して使用する。このとき、発酵管またはダーラム管中に気泡が残存したものは使用しない。また、検体を10mL以上接種する場合は、本品を2～3倍濃度で使用する。本培地は、食品中の大腸菌群の検査に使用する。培養後、ガスの産生がなければ大腸菌群陰性である。ガスの産生(培地は黄変する)を認めたときはBGLB培地での確定試験、EMB培地での完全試験等を行う。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

備考

衛生試験法注解(1990)
食品衛生検査指針(2004)
乳および乳製品の成分規格等に関する省令
食品添加物等の規格基準

製品コード **05634**

包装 300g
希望納入価格 4,200円

組成

18.0g(1L分)中
肉エキス.....3.0g
ペプトン.....10.0g
乳糖.....5.0g
プロムチモールブルー.....0.024g
pH7.0±0.1



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A