

大腸菌群用

BGLB培地(顆粒)「ニッスイ」

BGLB Broth "Nissui"

使用法

加温溶解し、発酵管またはダーラム管を入れた中試験管に10mLずつ分注。121℃、15分間高圧蒸気滅菌後、急冷して使用する。このとき、発酵管またはダーラム管中に気泡が残存したものは使用しない。また、検体を10mL以上接種する場合は、本品を2倍濃度で使用する。

本培地は、食品中の大腸菌群の検査に使用する。

培養後、ガスの産生があれば大腸菌(群)陽性である。

グラム陽性球菌の発育は抑制される。

注意

- ①色調はロットにより多少変動する。
- ②滅菌時間を厳守し、必ず急冷して使用する。

製品コード **05638**

包装 300g
希望納入価格 6,500円

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

備考

衛生試験法注解(1990)
食品衛生検査指針(2004)
乳および乳製品の成分規格等に関する省令
食品添加物等の規格基準

Easy Medium

製品コード **56207**

包装 400mL用(16.0gx60包)
希望納入価格 13,200円

組成

40.0g(1L分)中
牛胆汁末..... 20.0g
乳糖..... 10.0g
ペプトン..... 10.0g
ブリリアントグリーン.....0.0133g
pH7.0±0.2



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A