

真菌用

コーンミールアガール「ニッスイ」

Corn Meal Agar "Nissui"

製品コード 05702

包装 100g
希望納入価格 6,000円

使用法

121℃、15分間高圧蒸気滅菌後、シャーレに分注する。
厚膜胞子形成の観察を目的とするときは、1%にポリソルベート80を加えると、形成が促進される。
本培地は真菌類、特に酵母様真菌の厚膜胞子、仮性菌糸の形成を促進する作用があるので、*Candida albicans*のごとく厚膜胞子や仮性菌糸形成能をもつ菌の同定に使用される。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

組成

17.0g(1L分)中
コーンミール浸出液末 2.0g
カンテン 15.0g
pH6.0±0.2

備考

微生物検査必携(1987)
食品衛生検査指針(2004)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A