

真菌用

## 麦芽寒天培地「ニッスイ」

マルツ寒天培地

Malt Agar "Nissui"

製品コード **05706**

包装 100g

希望納入価格 1,900円

### 使用法

加温溶解後、試験管に必要量分注。121℃、15分間高圧蒸気滅菌し、斜面または高層に凝固させて使用する。本培地は、ビタミンB6定量用菌株 *Saccharomyces carlsbergensis* の保存用として使用されるほか、乳製品中の真菌数計算、一般乳酸菌、酵母、カビ類の培養に広く使用される。

### 貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。  
3年間。

### 組成

45.0g(1L分)中  
麦芽エキス ..... 25.0g  
カンテン ..... 20.0g  
pH5.0±0.1



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A