

ビタミン定量用

ライヒマニ接種用培地「ニッスイ」

B₁₂ Inoculum Broth "Nissui"

製品コード **05803**

包装 100g
希望納入価格 4,600円

使用法

加温溶解後、試験管に必要量を分注。121℃、10分間高圧蒸気滅菌して使用する。

本培地は、ビタミンB₁₂定量用菌株*L.leichmannii*の接種菌液作製に使用される。

貯法・使用期限

室温に保存(要防湿)。
3年間。

組成

本品はライヒマニ保存用培地「ニッスイ」の処方中カンテンを除いたものである。

34.7g (1L分)中

酵母エキス……………8.5g
ペプトン……………8.5g
ブドウ糖……………11.0g
リン酸二水素カリウム……………2.0g
トマトジュース末……………3.7g
ポリソルベート 80 (Tween80) ……1.0g
pH6.9±0.1



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A