

粉末培地

品名	製品コード	包装	希望納入価	使用法
高圧蒸気滅菌可能 カナマイシン含有 フェノールレッド・L-グルタミン・ 炭酸水素ナトリウム不含 イーグルMEM培地 「ニッスイ」② Eagle's MEM "Nissui" ②	05901	100g	4,000円	イーグルMEM培地「ニッスイ」①参照。 本培地は、HeLa細胞、L細胞などの株細胞、および生体組織から分離されていない細胞に対して、すぐれた発育促進効果を示す。
組 成				摘 要
イーグルMEM培地「ニッスイ」①の処方から、フェノールレッドを除いたものである。 1L分=9.4g				貯法 本培地粉末は、密栓して乾燥した冷暗所（2～10℃）に保存。 使用期限 製造後1年間。 [培養できる代表的な細胞] NIH3T3/14-1, WI-38, Vero, HeLa, V79, RC4等。

品名	製品コード	包装	希望納入価	使用法
高圧蒸気滅菌可能 カナマイシン・フェノールレッド・ L-グルタミン・炭酸水素ナトリウム 不含 イーグルMEM培地 「ニッスイ」③ Eagle's MEM "Nissui" ③	05902	100g	4,000円	イーグルMEM培地「ニッスイ」①参照。
組 成				摘 要
イーグルMEM培地「ニッスイ」①の処方から、カナマイシン硫酸塩およびフェノールレッドを除いたものである。 1L分=9.4g				貯法 本培地粉末は、密栓して乾燥した冷暗所（2～10℃）に保存。 使用期限 製造後1年間。