

培地作製用

ニッスイPシャーレ(深型)

滅菌済み

EOG 滅菌

使用目的および方法

本品は混釈培養試験でも内容がこぼれないので適している。

製品コード 06302

包装 500枚

規 格

本品はスチロール樹脂製で、90×20mm(JIS)のシャーレをガス滅菌したものである。

*ハロゲン元素を含む添加剤は使用していないので、単独使用の場合燃焼によりダイオキシンを発生させることはない。

シャーレ包材材質 内面:ポリエチレン 外面:ポリプロピレン



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A