

製品コード **06304**

包装 100枚

ニッスイ角シャーレ1号

滅菌済み

使用目的および方法

本品と薬剤感受性検査用マルチディスペンサーII型を用いれば同時に14薬剤のディスクを配置することができる。

特長

- ①本品は透明度がすぐれている。
- ②軽いので輸送に便利である。
- ③65℃、60分間の加熱で変形、変色しない。121℃、15分間では溶融する。
- ④1枚で多種類の薬剤感受性試験ができる。
- ⑤20mm角の目盛が付いているので、薬剤感受性試験の際、阻止円の大きさの目安となる。

規 格

本品はスチロール樹脂製で、230×80×15mmで、20mmの目盛り付である。

*ハロゲン元素を含む添加剤は使用していないので、単独使用の場合燃焼によりダイオキシンを発生させることはない。