

培地作製用

ニッスイPシャーレ

滅菌済みオート用浅型

EOG 滅菌

規 格


本品はスチロール樹脂製で、90×20mm(JIS)のシャーレをガス滅菌したものである。

*ハロゲン元素を含む添加剤は使用していないので、単独使用の場合燃焼によりダイオキシンを発生させることはない。

製品コード **06356**

包装 **500枚**

オート用(浅)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A