

# スピッツ管P「ニッスイ」

滅菌済み

製品コード **06470**

包装 **500本**

## 使用目的および方法

試料を入れ遠心分離して沈殿物と上清を分けるための容器である。

### 特長

- ①透明で破損しがたく、洗浄の必要がない。
- ②溶血性がない。
- ③血清分離が良好。
- ④水浴中75℃、15分間の加熱に耐える。
- ⑤毎分6,000回転、30分間の遠心に耐える。

### 注意

- ①エステル、ケトン、20%以上のアルコールには用いないこと。
- ②以下のラベルを別売している。いずれも100枚130円。  
スピッツ管Pにも利用できる。  
黒ラベル(コード:06423)、赤ラベル(コード:06424)  
青ラベル(コード:06425)、緑ラベル(コード:06426)  
オレンジラベル(コード:06427)

## 規格

本品はポリプロピレン樹脂製で、内容量は10mLである。

φ 17.2 × 102.2mm

(キャップはポリエチレン製)

\*ハロゲン元素を含む添加剤は使用していないので、単独使用の場合燃焼によりダイオキシンを発生させることはない。