

ポリ喀痰処理器「ニッスイ」

無滅菌

製品コード **06501**

包装 500本

希望納入価格 12,800円

使用目的および方法

特長

- ① 喀痰の採取・かくはん・遠沈ができる。
- ② 密封可能で、運搬、郵送に便利である。
- ③ 軽くて破損しがたく、操作が容易である。
- ④ 滅菌焼却処理ができる。

規格

本品はポリエチレン樹脂製で、かくはん用スポイト付き半透明の喀痰処理器である。

*ハロゲン元素を含む添加剤は使用していないので、単独使用の場合燃焼によりダイオキシンを発生させることはない。