

## 採便用

### 新採便管「ニッスイ」

滅菌済み・無滅菌

EOG 滅菌

#### 使用目的および方法

容器のフタにヘラがついているので、採便が容易である。

#### 特長

- ① 高压蒸気滅菌に耐える。
- ② 液もれしない。
- ③ ワンタッチでふたの開閉ができる。
- ④ 棒先端のヘラにより材料塗布が容易である。
- ⑤ 材料塗布棒が使用中に脱落するおそれはない。

滅菌済み  
製品コード **06509**

包装 500本  
希望納入価格 16,600円


無滅菌  
製品コード **06510**

包装 500本

#### 規 格

本品はポリエチレン樹脂製で、材料塗布用ヘラ付きの採便管である。

φ 18.0 × 92.0mm



\*ハロゲン元素を含む添加剤は使用していないので、単独使用の場合燃焼によりダイオキシンを発生させることはない。



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6  
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>  
E-mail : [customer@nissui-pharm.jp](mailto:customer@nissui-pharm.jp)

[カスタマーサポート]  
Tel.03(5846)5707

SD1810A