

採便用

新採便管「ニッスイ」

滅菌済み・無滅菌

使用目的および方法

容器のフタにヘラがついているので、採便が容易である。

特長

- ① 高圧蒸気滅菌に耐える。
- ② 液もれしない。
- ③ ワンタッチでふたの開閉ができる。
- ④ 棒先端のヘラにより材料塗布が容易である。
- ⑤ 材料塗布棒が使用中に脱落するおそれはない。

滅菌済み
製品コード **06509**

包装 500本

無滅菌
製品コード **06510**


包装 500本

希望納入価格 16,200円

規 格

本品はポリエチレン樹脂製で、材料塗布用ヘラ付きの採便管である。

φ 18.0 × 92.0mm



*ハロゲン元素を含む添加剤は使用していないので、単独使用の場合燃焼によりダイオキシンを発生させることはない。



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6
URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>
E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]
Tel.03(5846)5707

SD1810A