

ECブルー測定用

ECブルー100「ニッスイ」 ボトルホルダー

ECブルー100「ニッスイ」 ECブルーMPNプレート

ECブルー100ボトルホルダー

製品コード **06574**

包装 1個(10本用)

希望納入価格 5,000円

ECブルーMPNプレート

製品コード **06517**

包装 18個(減菌済み)

希望納入価格 14,400円

使用法

[ECブルー100用ボトルホルダー]

ECブルー100専用のボトルホルダー。

[ECブルー100用MPNプレート]

ECブルー100の溶液全量をプレートに流し込み、最確数表より菌数を求めることができる。

貯法・使用期限

セット内容



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6

URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>

E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]

Tel.03(5846)5707

SD1810A