

ピペット用

# ポリプロチップ

無滅菌 1~200 $\mu$ L用

製品コード **06560**

包装 1,000本(バラ)

希望納入価格 5,600円

## 使用目的および方法

### 特長

高圧蒸気滅菌に耐える。

適合ピペット

エッペンドルフチップインジェクター

## 規 格

1~200 $\mu$ L用

材質：ポリプロピレン樹脂製

色：黄色

\*ハロゲン元素を含む添加剤は使用していないので、単独使用の場合燃焼によりダイオキシンを発生させることはない。