

クレーブメイト「ニッスイ」

製品コード **06573**

包装 100個
希望納入価格 13,200円

使用目的および方法

ふたとらずにボトルのままオートクレーブまたはブルーパック(高圧蒸気滅菌用袋)に1個入れて、高圧蒸気滅菌する。

特長

- ①安全である。
- ②消臭は即効性で持続的である。
- ③各種の細菌に対して影響を与えない。
- ④酸性からアルカリ性に至る広い範囲で消臭効果がある。

注意

日光に当たると紫外線により成分から塩素が遊離して液全体が黄色化するので、遮光保存する。

貯法・使用期限

遮光して室温に保存。

組成

本品は活性シリカゲルと活性フミンサンを主体とした消臭剤で無機、有機両面から悪臭をとらえて根本的に消臭するものである。