

製品コード **06580**

包装 1,000本(5本×200)

# コンラージ棒「ニッスイ」

滅菌済み

## 使用目的および方法

薬剤感受性試験などで、菌液を寒天培地に均等に塗布するのに用いる。

## 規 格

本品はスチロール樹脂製で、 $\gamma$ 線滅菌してある。

塗布部:39.8mm

柄 部:134.0mm

\*ハロゲン元素を含む添加剤は使用していないので、単独使用の場合燃焼によりダイオキシンを発生させることはない。

