

ジャータイプ

# アネロメイト<sup>®</sup>-J「ニッスイ」

製品コード **06594**

包装 50セット(10枚用)

希望納入価格 31,500円

## 使用目的および方法

嫌気培養ジャーの中に被検材料または被検菌を塗布したシャーレを入れる。次に酸素検知剤と嫌気培養剤を入れた後、直ちに密封用バーで密閉し、そのままふらん器に入れて培養する。

アネロメイト-Jの嫌気培養ジャーに入れられる丸シャーレは10枚である。

## 貯法・使用期限

冷暗所(2~10℃)に保存。  
1年間。

## 組成

[セットの内容]50セット(500検体分)  
嫌気培養剤.....50袋  
(酸素吸収・炭酸ガス発生剤)  
嫌気培養ジャー.....50袋  
酸素検知剤.....50個  
密封用バー.....各2本  
(ジャー用240mm、検知剤用120mm)