

表面付着菌検査用

紙製使い捨てタイプふき取り枠

ふき取り枠

Wiping Frame "Nissui"

製品コード **06598**

包装 250枚(5枚×50)

希望納入価格 6,750円

使用目的および方法

本品は、 γ 線滅菌をした厚紙製のふき取り枠で、ふき取り面積100cm²である。

ふき取り法で清浄度検査をする場合、ふき取り面積を一定にする必要があり、本品を使用することで簡便に実施できる。

貯法・使用期限

規 格

ふき取り面積100cm²(10cm×10cm)



日水製薬株式会社

〒110-8736 東京都台東区上野 3-24-6

URL : <https://www.nissui-pharm.co.jp>

E-mail : customer@nissui-pharm.jp

[カスタマーサポート]

Tel.03(5846)5707

SD1810A