

## IDテスト・NF-18「ニッスイ」 NF試薬

体外診断用医薬品 承認番号(O4AM)第1157号

ID Test・NF-18 “Nissui”  
NF Reagent

### 使用法

本品は、IDテスト・NF-18「ニッスイ」用試薬で、IND、NITの2項目の判定用試薬である。

IND: コバック試液1滴を加えて判定する。

NIT: (NO<sub>2</sub>: 亜硝酸塩) 亜硝酸塩検出試液I、IIをそれぞれ1滴ずつ加えて3~5分後に判定する。

(N<sub>2</sub>: 脱窒素) 亜硝酸塩陰性の場合には、亜鉛末を振って加え、1~2分後に判定する。

製品コード **06631**

包装 100検体用  
希望納入価格 7,000円

### 貯法・使用期限

冷所(2~10℃)に保存。  
1年間。

### 組成

[セットの内容]100検体用  
コバック試液.....6mL×1本  
亜硝酸塩検出試液I.....6mL×1本  
亜硝酸塩検出試液II.....6mL×1本  
亜鉛末.....2.5g×1本