

N-IDテスト・SP-18「ニッスイ」

体外診断用医薬品 承認番号(O4AM)第1072号

N-ID Test SP-18 “Nissui”

使用法

本品は、微量テスト法と数値同定法の理論に基づいて開発されたもので、18項目の生化学的性状のパターンによりブドウ球菌を同定するためのセットである。

注意

- ①本品はブドウ球菌属を同定するキットであるから、それ以外の細菌には使用できない。
- ②被検菌は新鮮な純培養菌を用いる。
- ③接種菌液の濃度は一定にする必要がある(マックファランド3.0:9×10⁸CFU/mL)。
- ④VP、NITの判定に際しては、別売のSP試薬(製品コード06638)を使用する。
- ⑤使用にあたっては解析プロファイルが必要である。

製品コード **06637**

包装 25検体用
希望納入価格 14,800円

貯法・使用期限

室温に保存(高温不可)。
1年間。

組成

[セットの内容]25検体用
SPプレート18穴×25枚
SPブイヨン2.5mL×25本
滅菌流動パラフィン20mL×1本
成績表13枚×2組

備考

微生物検査必携(1987)
食品衛生検査指針(2004)